



ART. 17003663 - ZEROUNO & QUADRO

QUADRO ESPOSITORE | COOL | INOX | CLOCHE GN 1/1**ESPOSITORI RETTANGOLARI E ROTONDI**

60 x 37 x H 27,5 cm



GN 1/1 + 1x roll top



10 kg



66x46xH37cm

✓ Grande cloche con maniglie incorporate, smontabile per la pulizia

✓ Vassoio in acciaio inox dimensione GN 1/1

✓ Base in acciaio inox 18/10 lucido

COLORI DISPONIBILI



inox

DESCRIZIONE

Espositore elegante e robusto. Cloche monoblocco con grande apertura in altezza, cm 22, per un servizio migliore, fissata sulla base dell'espositore. Sistema protezione fra cloche e metallo, .Possibilità di ricambio vassoio facile e veloce senza rimuovere la cloche. Refrigerato con mattonella eutettica .Durata del freddo circa 7 ore. Vassoio esterno GN 1/1 in acciaio inox 18/10. Bacinella, contenente la mattonella eutettica, in acciaio inox 18/10. Base acciaio inox 18/10 lucidata a specchio.

MATERIALI

Plastica PMMA , Acciaio inox 18/10 lucido a specchio , Acciaio inox 18/10 satinato , Piastra eutettica in polietilene e copolimero salificato



ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Plastica, PMMA e TRITAN

Si consiglia il lavaggio a mano con detersivo neutro e asciugarlo.

Acciaio inox lucidato a specchio

Si consiglia il lavaggio a mano con detersivo neutro.

PE, porcellana, vetro, acciaio inox satinato, inox e ottone cromato

Tutti i componenti rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie. Se non fosse rimovibile, si consiglia il lavaggio a mano con detersivo neutro.

PEZZI DI RICAMBIO




FANTASY
cloche GN
senza
sistema di
fissaggio
CLOCHE GN



FANTASY
vassoio inox
18/10 GN 1/1
VASSOIO GN
20



Mattonella
eutettica
zepe
standard
(rettangolare)
- 12 pezzi per
cartone
50303453



FANTASY
sistema
fissaggio per
cloche GN
GN FIXING
SYSTEM

Per esigenze tecniche i dati citati ed i particolari fotografati non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Le nostre condizioni commerciali sono disponibili su richiesta. Essendo il legno un prodotto naturale, i colori qui riprodotti sono puramente indicativi. Eventuali differenze cromatiche rispetto ai campioni o a precedenti spedizioni non costituiscono quindi motivo di reclamo. Tutti i componenti e tutti i materiali a contatto con gli alimenti sono stati testati e approvati come idonei ad uso alimentare, secondo le norme stabilite per legge. Tutti i diritti riservati - ©Ze Pé.

